



Тупоконечные канюли



- **Что такое микроканюля?**

Тупоконечные микроканюли изготавливаются из той же нержавеющей стали, что и обычные иглы, но подвергаются специальной промышленной шлифовке. Тупой кончик микроканюли имеет небольшое боковое отверстие для точного введения препарата в подкожную ткань. Соотношение размера трубки из нержавеющей стали к толщине стенки – это важный показатель обеспечения максимальной гибкости и сопротивляемости игл.


- **Преимущества использования микроканюли**

Благодаря тупому кончику и гибкости микроканюля плавно скользит через ткани, не вызывая болевых ощущений и образования гематом при ведении филлера. Тупоконечные микроканюли не повреждают кровеносные сосуды и нервы, что делает процедуру более безопасной и комфортной для пациента. Это принципиально новый способ коррекции лица филлерами!

Тупоконечная канюля для косметологических процедур представляет собой небольшую трубку с неострым краем, обеспечивающим малоинвазивное внутрикожное введение препаратов. В зависимости от внутреннего диаметра канюля может применяться для переноса жира или введения филлеров.

В чем преимущество тупоконечных игл в сравнении с остроконечными?

Сопоставление изделий



Микроканюля

На рисунке справа показано, как микроканюля проходит через кожные ткани. Благодаря тупому концу она безопасно обходит малые вены и кровеносные сосуды, не травмируя их. Гибкость канюли также обеспечивает ее маневренность, удобное и точное введение препарата в целевую зону.

Стандартная игла для подкожных инъекций

Как показано на рисунке слева, острый конец может травмировать малые вены и прокалывать кровеносные сосуды. Из-за этого могут образовываться гематомы, и заживление потребует длительного времени.

Параметры

Размер	Длина	Маркировка
30G	25 мм	Имеется
30G	38 мм	Имеется
30G	50 мм	Имеется
27G	38 мм	Имеется
27G	40 мм	Имеется
27G	50 мм	Имеется
27G	60 мм	Имеется
25G	38 мм	Имеется
25G	50 мм	Имеется
25G	70 мм	Имеется
23G	38 мм	Имеется
23G	50 мм	Имеется
23G	70 мм	Имеется
22G	38 мм	Имеется
22G	50 мм	Имеется
22G	70 мм	Имеется
21G	38 мм	Имеется
21G	50 мм	Имеется
21G	70 мм	Имеется
18G	50 мм	Имеется
18G	70 мм	Имеется
16G	100 мм	Имеется

Зоны применения

Точки ввода канюли на лице



Назначение: для внутрикожного и подкожного введения филлеров

Способ применения:

Подготовка

Перед использованием необходимо убедиться в целостности упаковки, наличии всех деталей и проверить срок годности изделия.

Пользователи должны полностью ознакомиться с назначением, способом применения и мерами предосторожности.

Инструкция по применению

- 1) Вынуть из упаковки иглу для инъекций.
- 2) Аккуратно снять колпачок.
- 3) Вынуть из упаковки необходимые медицинские изделия (канюлю и шприцы).
- 4) Использовать иглу для создания отверстия, после чего использовать микроканюлю для инъекции.

После использования

- 1) Сразу после использования поместить иглы для инъекций и микроканюлю в специальные контейнеры; повторное использование строго запрещено.

- **Меры предосторожности**

-

- **1. Предупреждение**

-

- 1) Изделие должно использоваться только квалифицированными медицинскими работниками в соответствии с требованиями к применению, а также нормативными требованиями органов здравоохранения.

-

- **2. Примечания**

-

- 1) Использование не по назначению строго запрещено.

-

- 2) Не допускается использовать изделие в случае нарушения упаковки, изменения внешнего вида или загрязнения.

-

- 3) Во избежание загрязнения пломбу следует открывать непосредственно перед использованием.

-

- 4) Использование игл с поврежденными или изогнутыми наконечниками строго запрещено.

-

- 5) Загрязненные иглы и микроканюли могут стать причиной различных инфекционных заболеваний.

-

- 6) Данный продукт является одноразовым медицинским изделием. После использования необходимо сразу утилизировать изделие. Повторное использование строго запрещено.

-

- **Хранение и обращение после использования:**

- Иглы и микроканюли помещаются в специальные контейнеры сразу после использования; повторное применение строго запрещено.

-

- **Условия и способ хранения: хранить при комнатной температуре.**

Иглы с полидиоксаноновыми НИТЯМИ

Полидиоксаноновые нити

Инновационный способ подтяжки кожи и лифтинга, а также восстановления контура лица. Нити изготавливаются из полидиоксанона – материала, схожего с тем, который используется для наложения хирургических швов.

Полидиоксанон стимулирует выработку коллагена в клетках кожи. При введении в кожную ткань полидиоксанон действует как каркас, «удерживающий» ткани от провисания.

Выглядеть моложе – не просто мечта, а реальность!



Коррекция носа



Мешки под глазами



Лифтинг лица



Коррекция контура лица филлерами

Иглы с полидиоксаноновыми нитями

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Одинарная	Размер иглы	Длина иглы (мм)
	26G	38 мм, 60 мм, 90 мм
	27G	25 мм, 38 мм, 50 мм
	29G	25 мм, 38 мм, 50 мм, 60 мм
	30G	25 мм, 38 мм

Одинарная винтовая	Размер иглы	Длина иглы (мм)
	26G	38 мм, 60 мм, 90 мм
	27G	25 мм, 38 мм, 50 мм
	29G	25 мм, 38 мм, 50 мм, 60 мм
	30G	25 мм, 38 мм

Двойная	Размер иглы	Длина иглы (мм)
	26G	38 мм, 60 мм, 90 мм
	27G	25 мм, 38 мм, 50 мм
	29G	25 мм, 38 мм, 50 мм, 60 мм

Двойная винтовая	Размер иглы	Длина иглы (мм)
	26G	38 мм, 60 мм, 90 мм
	27G	25 мм, 38 мм, 50 мм
	29G	25 мм, 38 мм, 50 мм, 60 мм

Торнадо	Размер иглы	Длина иглы (мм)
	26G	38 мм, 60 мм, 90 мм
	27G	38 мм, 50 мм

Торнадо- винтовая	Размер иглы	Длина иглы (мм)
	26G	38 мм, 60 мм, 90 мм
	27G	38 мм, 50 мм

С насечками 3D	Размер иглы	Длина иглы (мм)
	21G	60 мм, 90 мм
	23G	60 мм, 90 мм

С насечками 4D	Размер иглы	Длина иглы (мм)
	21G	60 мм, 90 мм
	23G	60 мм, 90 мм

Насечка	Размер иглы	Длина иглы (мм)
	21G	60 мм, 90 мм
	23G	60 мм, 90 мм
	25G	60 мм, 90 мм

Двойная насечка	Размер иглы	Длина иглы (мм)
	21G	60 мм

Нить для коррекции носа	Размер иглы	Длина иглы (мм)
	19G	38 мм, 50 мм, 60 мм
	21G	38 мм, 50 мм, 60 мм

Пружина	Размер иглы	Длина иглы (мм)
	19G	60 мм, 90 мм
	21G	60 мм, 90 мм

Сетка	Размер иглы	Длина иглы (мм)
	19G	38 мм, 50 мм, 60 мм

Пучок нитей	Размер иглы	Длина иглы (мм)
	21G	38 мм, 50 мм
	23G	38 мм, 50 мм

Нить для коррекции зоны вокруг глаз	Размер иглы	Длина иглы (мм)
	30G	25 мм, 38 мм

Двойная иголка	Размер иглы	Длина иглы (мм)
	20G	иголка: 100 мм нить: 210–560 мм

Прессованная насечка	Размер иглы	Длина иглы (мм)
	18G	100 мм
	19G	100 мм



ОСТРОКОНЕЧНЫЕ (S)



ТУПОКОНЕЧНЫЕ (L)




ТУПОКОНЕЧНЫЕ (B) W

ЛИФТИНГ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИДИОКСАНОНОВЫХ НИТЕЙ

Лифтинг с применением полидиоксаноновых нитей представляет собой новейший метод подтяжки кожи, лифтинга и восстановления контура лица. Нити изготавливаются из полидиоксанона – материала, схожего с тем, который используется для наложения хирургических швов.



1
Более безопасные
высококласные
медицинские иглы



2
Винтовые насечки 360° 6D

Винтовая насечка 6D обеспечивает максимальную фиксацию и прочность, позволяющие удерживать кожные ткани во всех направлениях



**100 % безопасный материал
(полидиоксанон)**

Материал является
биоразлагаемым и стимулирует
выработку собственного
коллагена




**Рассасывающиеся
полидиоксаноновые нити**

Нити рассасываются
в процессе гидролиза
и выводятся из организма



**Новейшая технология
изготовления**





Малоинвазивная процедура

Практически полное отсутствие
рубцов, быстрое восстановление



Мгновенный результат




**Потрясающий результат
благодаря высокой
прочности при диаметре
нити 1-0**

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ОДИНАРНЫЕ НИТИ

Полидиоксаноновая нить широко применяется в процедурах омоложения кожи и локальной фиксации различных зон лица и тела, восстановления контура, устранения морщин, обладает высокими прочностными свойствами, отличается минимальной инвазивностью, имеет долговременное действие и не создает побочных эффектов.




ВИНТОВЫЕ НИТИ

Применяются для коррекции контура лица и тела, устранения морщин, омоложения кожи и регенерации коллагена. Благодаря винтовой структуре могут использоваться для локального лифтинга и внутрикожного введения. С их помощью увеличивается площадь взаимодействия нити с кожей, что способствует дополнительной стимуляции выработки коллагена.




ДВОЙНЫЕ ВИНТОВЫЕ НИТИ

Двойные винтовые нити удерживают кожные ткани еще эффективнее и вдвойне стимулируют выработку коллагена, за счет большей толщины в сравнении с одинарными нитями. Они особенно подходят для устранения глубоких морщин.







НИТИ С НАСЕЧКАМИ

Эти нити имеют остроугольные насечки. При введении в кожные ткани они напоминают рыболовный крючок. Он фиксируется в эпидермисе и обеспечивает отличный подтягивающий эффект.



Области применения




Наноиглы для мезотерапии

30G	30G	30G
Размер: 4 мм	Размер: 6 мм	Размер: 13 мм
31G	32G	32G
Размер: 4 мм	Размер: 4 мм	Размер: 6 мм
32G	33G	34G
Размер: 13 мм	Размер: 4 мм	Размер: 4 мм



Одноразовые иглы для косметологических процедур







Картридж с тремя и четырьмя наноиглами

- Картридж с тремя наноиглами:

Длина иглы: 0,5 мм, 1,0 мм, 1,2 мм, 1,5 мм

Преимущества: отсутствие утечек, стерильность

Целевая зона: лицо, вокруг глаз

Название изделия: Nanosoft с тремя наноиглами

Назначение: устранение морщин, подтяжка кожи, разглаживание, омоложение, ревитализация

Картридж с тремя наноиглами






Картридж с тремя наноиглами Crystal

стерильная игла



Картридж с четырьмя наноиглами

- Картридж с четырьмя наноиглами:
Микроигла – инновационное одноразовое изделие, позволяющее практически безболезненно и точно вводить препарат в кожные ткани. Микроигла изготавливается из четырех силиконовых микроконусов 1,2 мм или 1,5 мм, что делает ее в три раза меньше обычной иглы для инъекций.
Кроме того, с ее помощью обеспечивается комфортное для пациента введение препарата и снижается риск образования гематомы.





Филлеры на основе гиалуроновой кислоты

- Что представляют собой филлеры на основе гиалуроновой кислоты?

Это серия кожных филлеров на основе гиалуроновой кислоты с поперечными связями, используемых для борьбы с признаками старения. Они предназначены для разглаживания и устранения морщин, коррекции контуров лица и придания губам нужного объема. Они безопасны и эффективны в омоложении всего лица и создании более привлекательного образа.



Derm 1 мл

Состав: гель на основе поперечно-связанной гиалуроновой кислоты

Содержание гиалуроновой кислоты: 20 мг/мл

Размер частиц: 0,15–0,28 мм

Длительность эффекта: 6–12 месяцев

Назначение:

устранение средних морщин, складок, увеличение объема и создание контура губ и т. д.



Derm Deep 1 мл

Состав: гель на основе поперечно-связанной гиалуроновой кислоты

Содержание гиалуроновой кислоты: 20 мг/мл

Размер частиц: 0,28–0,5 мм

Длительность эффекта: 6–12 месяцев

Назначение:

заполнение глубоких морщин, например, носогубных складок, коррекция контура лица, восполнение дефицита объема подбородка и щек и т. д.

Разглаживание борозд на лбу

Заполнение межбровных морщин

Устранение «гусиных лапок»

Устранение мешков и темных кругов под глазами

Коррекция переносицы

Придание объема, коррекция, разглаживание кожи щек


Разглаживание носогубных складок

Разглаживание кисетных морщин вокруг губ

Придание объема и коррекция контура губ

Разглаживание вертикальных морщин от уголков губ к подбородку

Коррекция контура подбородка и скул



ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ

Тип филлеров на основе гиалуроновой кислоты	Fine Lines	Derm	Derm Deep	Derm Plus	Sub Skin
Зоны применения	Мелкие морщины вокруг глаз и рта (например, «гусиные лапки» и кисетные морщины вокруг губ)	Средние морщины и складки (например, межбровные морщины, увеличение объема губ)	Глубокие морщины и складки (например, носогубные складки, увеличение объема губ, коррекция контура лица)	Увеличение объема груди и ягодиц	Коррекция контура лица, включая щеки, подбородок и нос
Зона введения					
Крупность частиц	0,10–0,15 мм	0,15–0,28 мм	0,28–0,50 мм	0,50–1,25 мм	1,25–2,0 мм
Содержание	20 мг/мл	20 мг/мл	20 мг/мл	20 мг/мл	20 мг/мл
Размер иглы	30G	30G	27G или 26G	23G + 25G	23G или 25G
Длительность эффекта	6-9 месяцев	6-12 месяцев	6-12 месяцев	9-18 месяцев	9-18 месяцев

ДО И ПОСЛЕ



до



после



до



после



до



после



до



после

Информацию по ценам на продукцию вышлем по запросу на тел
+7-903-651-64-08 WhatsApp